

Arctic Health puhelinsovellus



Applikaation tarkoituksena on helpottaa käyttäjän terveystmittausten tekemistä ja seuranta, lisäksi antaa käyttäjän terveydentilaa seuraavalle taholle resurssit etäseurantaan toimittamalla datan helposti saataville ja helposti luettavaan muotoon.

Ominaisuuksia:

Sovelluksessa käyttäjä voi tehdä terveystmittauksia joko manuaalisesti tai automaattisesti.

Halutessaan käyttäjälle voidaan sovelluksen sisällä näyttää mittaukset taulukossa.

Ideana on lähettää mittausdata suoraan käyttäjän terveydentilaa seuraavalle taholle, mutta datan voi tulostaa laitteelta suoraan myös CSV-tiedostoon.



Statistiikkaa:

Applikaatiosta löytyy statistiikka ominaisuus. Tässä näkymässä käyttäjälle näytetään hänen tekemänsä mittaukset.

Mittaustuloksia painamalla näkee tarkemmat tiedot kyseisestä tuloksesta (mittaustyyppi, päivämäärä ja aika ja mittaus tulos)

Statistiikka näkymässä käyttäjä voi zoomata ja skrollata tallennettuja tuloksia.

Käytön hallintaa:

Tilanteissa, joissa käyttäjä ei itse hallitse laitteita voidaan valikoihin ja laitteen näppäimiin asettaa rajoitteita, esimerkiksi estetään vahingossa väärään valikkoon päätyminen.

Väärään asetusvalikkoon pääsyä voidaan rajoittaa esimerkiksi: pin-koodilla. Täten käyttäjä ei vahingossa pääse poistamaan mittalaitteen paritusta applikaatiosta.

Vähimmäisvaatimukset:

Android versio 4.4 (Kitkat, API-19).

Bluetooth Low Energyä tukeva laite.

Suositus:

Android versio 5.0 (Lollipop, API-21) eteenpäin.

Jyrki Ranne
jyrki.ranne@arcturia.fi
045 2330320

Tuomo Kivimäki
tuomo.kivimaki@arcturia.fi
045 2348730

Toni Kurvinen
toni.kurvinen@arctic-connect.com
040-8290897

Janne Isolankila
janne.isolankila@arcturia.fi
045 1299070